



ClearShield 5% Sodium Fluoride Varnish

Instructions for Use

DESCRIPTION: ClearShield is a fluoride varnish which has a strong desensitizing action when applied to dental surfaces. ClearShield may be used on moist teeth and leaves a film of varnish which sets in the mouth and may allow visual control and verification.

INDICATIONS: ClearShield is a fluoride containing preparation for the treatment of dentin hypersensitivity, and for the reduction of post operative sensitivity. 1mL of ClearShield fluoride varnish contains: 50 mg of sodium fluoride, equivalent to 22.6 mg fluoride ion.

DOSAGE: For the treatment of dentin hypersensitivity, two applications at several days interval are sufficient in most cases. The fluoride content of ClearShield is dosed in such a way that neither acute nor chronic side effects are to be expected if applied according to instructions.

INSTRUCTIONS TO APPLY CLEARSHIELD

1. Peel open the foil lidding material
2. Remove brush and mix varnish until it reaches an even consistency
3. For best results, dry teeth prior to application by rubbing a 2x2 (or other disposable cotton sponge) along the tooth surfaces to remove any existing bio-film
4. Apply a very thin coat of varnish evenly to all of the desired tooth surfaces
5. Let the varnish dry for approximately 10 seconds and then instruct the patient to close their mouth
6. Varnish hardens on contact with saliva so the patient may leave immediately after application
7. When dry, any excess varnish may appear "spotty" and may slide off the tooth surface. This will not affect the efficacy of the product as there is still a full layer of varnish on the tooth
8. It is recommended that the patient be instructed to only eat soft foods and drink cold liquids for two hours after treatment

CAUTION: Federal law restricts the use of this device to sale by or on the order of a medical or dental professional. For use in the oral cavity.

CONTRAINDICATIONS: Ulcerative gingivitis and stomatitis.

INTERACTIONS: When ClearShield is applied, other fluoride preparations such as fluoride gels, should not be administered during the same day. The routine use of fluoride tablets should be interrupted for several days after treatment.

ADVERSE REACTIONS: Edematous swellings have been reported only in rare instances in some fluoride varnish products, especially after application to extensive surfaces. Dyspnea, although extremely rare, has occurred in asthmatic children. Nausea has been reported when extensive applications have been made. If required, varnish film can be removed with a thorough brushing.

SUPPLY: Individual packages containing 0.40 mL ClearShield 5% sodium fluoride varnish.

Reorder by calling 800-662-6383 or by fax 201-894-0213

Distributed by:

ITEM# For Reorder

DMG America, LLC

799501 ClearShield 5% Sodium Fluoride Varnish Watermelon 35 pack
799502 ClearShield 5% Sodium Fluoride Varnish Watermelon 200 pack
799503 ClearShield 5% Sodium Fluoride Varnish Bubblegum 35 pack
799504 ClearShield 5% Sodium Fluoride Varnish Bubblegum 200 pack
799506 ClearShield 5% Sodium Fluoride Varnish Mint 35 pack
799507 ClearShield 5% Sodium Fluoride Varnish Mint 200 pack
799516 ClearShield 5% Sodium Fluoride Varnish Caramel 35 pack
799517 ClearShield 5% Sodium Fluoride Varnish Caramel 200 pack

242 South Dean Street
Englewood, NJ 07631
Phone #: 800-662-6383

MADE IN U.S.A.



Vernis au fluorure de sodium 5 % ClearShield

Mode d'emploi

DESCRIPTION : ClearShield est un vernis au fluorure de sodium ayant une forte action désensibilisante lorsqu'appliqué sur les surfaces dentaires. ClearShield peut être utilisé sur des dents humides et laisse une pellicule de vernis qui sèche en bouche et peut permettre un contrôle et une vérification visuelle.

INDICATIONS : ClearShield est un fluorure contenant une préparation pour le traitement de l'hypersensibilité dentinaire et pour la réduction de la sensibilité post-opératoire. 1 mL de vernis au fluorure ClearShield contient 50 mg de fluorure de sodium, l'équivalent de 22,6 mg d'ions de fluorure.

DOSE : Pour le traitement de l'hypersensibilité dentinaire, deux applications à plusieurs jours d'intervalle suffisent dans la plupart des cas. Le contenu de fluorure de ClearShield est dosé de façon à éviter que des effets secondaires graves ou chroniques ne se manifestent, s'il est appliqué selon les instructions.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION DE CLEARSHIELD :

9. Retirer l'opercule
10. Retirer la brosse et mélanger le vernis jusqu'à ce qu'il atteigne une consistance uniforme
11. Pour de meilleurs résultats, assécher les dents avant l'application en frottant à l'aide d'une compresse 2x2 (ou autre compresse de coton à usage unique) les surfaces de la dent pour enlever toute pellicule biologique existante
12. Appliquer une couche très mince de vernis uniformément sur toutes les surfaces à traiter de la dent
13. Laisser sécher le vernis pendant approximativement 10 secondes et demander ensuite au patient de fermer la bouche
14. Le vernis durcit au contact de la salive; le patient peut donc quitter immédiatement après l'application
15. Après le séchage, tout excès de vernis peut apparaître "tacheté" et disparaître de la surface de la dent. L'efficacité du produit n'en sera pas affectée, car il y a encore une couche complète de vernis sur la dent
16. On recommande de dire au patient de ne manger que des aliments mous et de boire des liquides froids durant les deux heures suivant le traitement

ATTENTION : La loi fédérale restreint l'utilisation de ce produit pour la vente par ou sur recommandation d'un professionnel médical ou dentaire. Pour utilisation dans la cavité buccale seulement.

CONTRE-INDICATIONS : En présence de gingivite ou de stomatite ulcéralive.

INTERACTIONS : Lorsque ClearShield est appliqué, d'autres préparations de fluorure comme le gel fluoré, ne devrait pas être administrées le même jour. L'utilisation routinière de comprimés de fluorure devrait être interrompue pour plusieurs jours après le traitement.

EFFETS INDÉSIRABLES : Des enflures œdémateuses ont été rapportées seulement en de rares occasions avec des produits de vernis fluoré, spécialement après l'application sur de grandes surfaces. Une dyspnée, quoique extrêmement rare, s'est produite chez des enfants asthmatiques. Des nausées ont aussi été rapportées lors d'applications importantes. Si nécessaire, la pellicule de vernis peut être enlevée par un bon brossage.

CONDITIONNEMENT : Emballages individuels contenant 0,40 mL de fluorure de sodium 5 % ClearShield.

Pour placer une commande, composer le 800-662-6383 ou télécopier au 201-894-0213

Article n°	Pour commander
799501	Vernis au fluorure de sodium 5 % ClearShield, Melon d'eau, 35 / paquet
799502	Vernis au fluorure de sodium 5 % ClearShield, Melon d'eau, 200 / paquet
799503	Vernis au fluorure de sodium 5 % ClearShield, Gomme à bulles, 35 / paquet
799504	Vernis au fluorure de sodium 5 % ClearShield, Gomme à bulles, 200 / paquet
799506	Vernis au fluorure de sodium 5 % ClearShield, Menthe, 35 / paquet
799507	Vernis au fluorure de sodium 5 % ClearShield, Menthe, 200 / paquet
799516	Vernis au fluorure de sodium 5 % ClearShield, Caramel, 35 / paquet
799517	Vernis au fluorure de sodium 5 % ClearShield, Caramel 200 / paquet

Distribué par :

DMG America, LLC
242 South Dean Street
Englewood, NJ 07631
Téléphone : 800-662-6383

Fabriqué aux États-Unis