



KOLORZ PROPHYLAXIS PASTE with Fluoride

INSTRUCTIONS FOR USE

DESCRIPTION: **KOLORZ Prophylaxis Paste** contains a unique blend of polishing and cleaning agents. It is for professional use only and is designed for application during standard dental practice hygiene procedures. Contains a concentration of 1.23% fluoride ion. These instructions are for all grits and flavors of **KOLORZ Prophylaxis Paste**. **KOLORZ Prophylaxis Paste** is Gluten Free!

INDICATIONS/RECOMMENDED USE: For cleaning and polishing procedures as part of a professionally administered prophylaxis treatment. NOTE: Prophylaxis pastes containing fluoride are not considered a replacement for other forms of fluoride therapy.

INSTRUCTIONS TO APPLY KOLORZ PROPHYLAXIS PASTE:

Each individual cup contains enough **KOLORZ Propphy Paste** for a single prophylaxis procedure. Use any commercially available prophy angle, rubber cup combination.

1. Fill the cup by pressing the face of the cup into the paste while running the angle at low speed.
2. Throughout the procedure, enough paste should be maintained on the cup to avoid overheating of the tooth surface.
3. Saliva evacuation is recommended to avoid excessive dilution and swallowing of the paste.

PRECAUTIONS, WARNINGS AND RISKS: For use by a medical or dental professional. For use in the oral cavity. Excessive ingestion of fluoride can cause nausea. **KOLORZ Prophylaxis Paste** should be expectorated and not swallowed.

CONTRAINDICATIONS: **KOLORZ Prophylaxis Paste** is contraindicated in patients with a known allergy to any of the components.

MEDICINAL INGREDIENTS (per dose unit): Each individual cup contains 2.72% Sodium Fluoride (1.23% Fluoride Ion).

NON-MEDICINAL INGREDIENTS: Glycerin, Phosphoric Acid, Potassium Sorbate, Pumice, Purified water, Sodium silicate, Sucralose, Xylitol, Agar, Flavors, Cinnamon: FD&C Yellow # 6, FD&C Red # 40, Bubblegum: FD&C Red # 28, Mint FD&C Blue # 1, FD&C Yellow# 5, Cotton Candy: FD&C Red # 40, Blue Raspberry: FD&C Blue # 1, Cherry Burst: FD&C Red # 40.

| | |
|---------------------------|---|
| Distributed by: | DMG America, LLC 242 S. Dean St., Englewood NJ 07631 Tél : 800 662-6383 |
| Canadian Importer: | Progress Therapeutics Inc. 320 Harry Walker Pkwy North, Suite #14 Newmarket ON L3Y 7B4 |
| License Holder: | Dental Savings Club 31, rue Serge-Garant Verdun (Québec) H3E 0A6 Canada |

296674A



PÂTE À PROPHYLAXIE KOLORZ au fluorure

MODE D'EMPLOI

DESCRIPTION : La **pâte à prophylaxie KOLORZ** contient un mélange unique de produits de polissage et de nettoyage. Il est destiné à un usage professionnel uniquement et est conçu pour être appliqué pendant les procédures d'hygiène standard des cabinets dentaires. Contient une concentration de 1,23 % d'ions de fluorure. Ces instructions s'appliquent à tous les grains et toutes les saveurs de la **pâte à prophylaxie KOLORZ**. La **pâte à prophylaxie KOLORZ** est sans gluten!

INDICATIONS/UTILISATION RECOMMANDÉE : Pour les procédures de nettoyage et de polissage dans le cadre d'un traitement prophylactique administré par un professionnel. **REMARQUE** : Les pâtes à prophylaxie contenant du fluorure ne remplacent pas les autres formes de thérapie par le fluorure.

INSTRUCTIONS POUR APPLIQUER LA PÂTE À PROPHYLAXIE KOLORZ :

Chaque cupule individuelle contient suffisamment de **pâte à prophylaxie KOLORZ** pour une seule procédure de prophylaxie. Utiliser n'importe quelle combinaison de contre-angle à prophylaxie et de cupule en caoutchouc disponible dans le commerce.

1. Remplir la cupule en appuyant sur la face de la cupule dans la pâte tout en faisant fonctionner le contre-angle à basse vitesse.
2. Lors de la procédure, une quantité suffisante de pâte doit être maintenue sur la cupule afin d'éviter que la surface dentaire ne surchauffe.
3. L'évacuation de la salive est recommandée pour éviter la dilution excessive et la déglutition de la pâte.

PRÉCAUTIONS, AVERTISSEMENTS ET RISQUES : Pour une utilisation par un professionnel médical ou dentaire. Pour une utilisation dans la cavité buccale. Une ingestion excessive de fluorure peut provoquer des nausées. La **pâte à prophylaxie KOLORZ** doit être expectorée et non avalée.

CONTRE-INDICATIONS : La **pâte à prophylaxie KOLORZ** est contre-indiquée chez les patients présentant une allergie connue à l'un des composants.

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX (par dose unitaire) : Chaque cupule individuelle contient 2,72 % de fluorure de sodium (1,23 % d'ions de fluorure).

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : Glycérine, acide phosphorique, sorbate de potassium, pierre ponce, eau purifiée, silicate de sodium, sucralose, xylitol, agar, arômes, cannelle : jaune soleil FCF, rouge allura, gomme à bulles : phloxine B, sel sodique, menthe : bleu brillant FCF, tartrazine, barbe à papa : rouge allura, framboise bleue : bleu brillant FCF, explosion de cerise : rouge allura.

Fabriqué pour : **DMG America, LLC**
242 S. Dean St., Englewood NJ 07631
Tél : 800 662-6383

Importateur canadien : **Progress Therapeutics Inc.**
320 Harry Walker Pkwy North, Suite #14
Newmarket ON L3Y 7B4
Canada

Titulaire de licence : **Dental Savings Club**
31, rue Serge-Garant
Verdun (Québec) H3E 0A6
Canada

296674A